

## Vathin<sup>®</sup> Flexible de un solo uso Videorinolaringoscopio

# Vathin<sup>®</sup> Flexible de un solo uso Videorinolaringoscopio





## Diámetro delgado

Un tubo de inserción delgado permite un acceso más fácil a las cavidades nasal, faríngea y laríngea, lo que hace que el alcance de la observación sea más completo.



## Campo de visión

El campo se puede inspeccionar minuciosamente con el amplio campo de visión de 110° del alcance.



## Rango de flexión

Un amplio rango de angulación de  $\pm 210^\circ$  permite una inserción suave en las vías respiratorias superiores y ofrece la flexibilidad para un mejor rendimiento durante el procedimiento.

## Especificaciones

Modelo	Color	Canal de trabajo ID (mm)	Tubo de inserción OD (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Rango de flexión	Campo de visión
RL-E1800	Gris	0	3.2	300	Up 0°~210° Down 0°~210°	110°± 15%
RL-E1E00	Verde	2.2	4.9			