

# VIDEO LARINGOSCOPIO ESTACIONARIO DESCARTABLE

ESPECIALIZADO EN ANESTESIA  
Y CUIDADO DE LA RESPIRACIÓN



# VIDEO LARINGOSCOPIO ESTACIONARIO DESCARTABLE

Cuando el tiempo es crítico, haga uso de su dispositivo, de acceso ideal para entornos exigentes de OR, ED e UCI, el dispositivo brinda una visión clara y constante de las vías respiratorias y una maniobrabilidad mejorada que permite intubaciones rápidas. El sistema le permite elegir entre 5 hojas desechables para cubrir en una amplia gama de pacientes.

Al agregar las funciones de grabación y enseñanza en tiempo real, verá por qué el HugeMed VLDM es el que busca para una video laringoscopia avanzada.

## VISTAS AÉREAS AVANZADAS

- › Monitor digital de color con resolución de calidad LCD
- › Video laringoscopio descartable con cámara de resolución digital
- › Tamaño de la hoja, angulación y posicionamiento de la cámara innovadores
- › Función antiniebla, con un rendimiento de calentamiento rápido para resistir la opacidad y las secreciones de la lente

## CARACTERÍSTICAS DE USUARIO AVANZADAS

La grabación integrada en tiempo real favorece la confirmación de la ubicación del tubo y facilita la enseñanza.

- › Diseño ergonómico y construcción resistente para múltiples aplicaciones clínicas
- › Hojas descartable 5 tamaños: MAC 1,2,3,4,5

## Video laringoscopio Avanzado:

Grabación en tiempo real. Claridad de LCD.

## Aplicaciones

- › Video laringoscopio con tasa de éxito de primera intubación 100%, que sustituyen la laringoscopia directa
- › Vistas orofaríngeas normales o restringidas
- › Vistas laríngeas de grados I-IV CormackLehane
- › Vías respiratorias traumatizadas- excelente al tratar la sangre y secreciones en las vías respiratorias
- › Intercambio de tubos guiado por video en la UCI.



# VIDEO LARINGOSCOPIO DESCARTABLE PORTATIL

Modelo/ Código	Medida mm (L*W*H)	Paciente
Mac 1	95X28X12.5	Infante
Mac 2	110X29X13	Niños
Mac 3	120X27X13	Adulto
Mac 4	135X22X14	Difícil
Mac 5	120X29X16	Dificultad Gran tamaño



➤ **Guía metálica de entubación  
adulto y pediátrico**





Video laringoscopio estacionario descartable

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VLDM	
Pantalla	LCD 8 pulgadas, HD
Resolución	1024x768 RGB
Salida audiovisual de datos	Soporte
Resolución de cámara	2 megapíxeles
Ángulo de vista	66°
Iluminación	≥800LUX
Tiempo de trabajo de batería	>2 Horas
Capacidad de batería	10000mAh
Voltaje	3.7V
Tipo de hoja	Hojas descartables
Material de hoja	SUS316L
Función de disparo y grabación	Soporte
Antiniebla	Antiniebla cuando esta encendido
Tamaño de hojas	Mac 1/2/3/4/5
Puerto HDMI y USB	Incluye
Conector para pantalla y mango	Incluye
Soporte (con bandeja)	Incluye
Accesorios	Adaptador, cable de alimentación, línea de conexión de datos
Desinfección de hojas	Consulte las instrucciones de laringoscopio reutilizable



Representante exclusivo:

**ENDOMED**  
Tecnologies S.A.C.

**Dirección :** Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya  
San Juan de Miraflores

**Teléfono :** (01) 368 - 7542

**E-mail :** endomedsac@gmail.com

**Web :** www.endomed.com.pe

