

# VIDEO LARINGOSCOPIO ESTACIONARIO REUSABLE

ESPECIALIZADO EN ANESTESIA  
Y CUIDADO DE LA RESPIRACIÓN



# VIDEO LARINGOSCOPIO ESTACIONARIO REUSABLE

Cuando el tiempo es crítico, haga uso de su dispositivo, de acceso ideal para entornos exigentes de OR, ED e UCI, el dispositivo brinda una visión clara y constante de las vías respiratorias y una maniobrabilidad mejorada que permite intubaciones rápidas. El sistema le permite elegir entre 8 hojas reusables para cubrir a pacientes en una amplia gama, desde bebés hasta gente con obesidad mórbida. Al agregar las funciones de grabación y enseñanza en tiempo real, verá por qué el equipo HugeMed VLRM es el que busca para una video laringoscopia avanzada.

## VISTAS AÉREAS AVANZADAS

- › Monitor digital de color con resolución de calidad LCD
- › Video laringoscopia reutilizable con cámara de resolución digital
- › Tamaño de la hoja, angulación y posicionamiento de la cámara innovadores
- › Función antiniebla, con un rendimiento de calentamiento rápido para resistir la opacidad y las secreciones de la lente

## CARACTERÍSTICAS DE USUARIO AVANZADAS

La grabación integrada en tiempo real favorece la confirmación de la ubicación del tubo y facilita la enseñanza.

- › Diseño ergonómico y construcción resistente para múltiples aplicaciones clínicas
- › Hojas reusables de 8 tamaños: MILLER 00, 0, 1, MAC 1,2,3,4,5

## Video laringoscopia Avanzado:

Grabación en tiempo real. Claridad de LCD.

## Aplicaciones

- › Video laringoscopia con tasa de éxito de primera intubación 100%, que sustituyen la laringoscopia directa.
- › Vistas orofaríngeas normales o restringidas.
- › Vistas laríngeas de grados I-IV CormackLehane
- › Vías respiratorias traumatizadas- excelente al tratar la sangre y secreciones en las vías respiratorias.
- › Intercambio de tubos guiado por video en la UCI.



# VIDEO LARINGOSCOPIO REUSABLE PORTÁTIL

Modelo/ Código	Medida mm (L*W*H)	Paciente
Miller 00	72X16X30	Prematuro
Miller 0	84X17X30	Recién nacido
Miller 1	110X18X30	Infante
Mac 1	101X18X34	Infante
Mac 2	117X23X37	Niños
Mac 3	130X24X39	Adulto
Mac 4	138X26X49	Difícil
Mac 5	150X25X52	Dificultad Gran tamaño



▶ **Guía metálica de entubación  
adulto y pediátrico**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VLRM	
Pantalla	LCD 8 pulgadas, HD
Resolución	1024x768 RGB
Salida audiovisual de datos	Soporte
Resolución de cámara	2 megapíxeles
Ángulo de vista	66°
Iluminación	≥800LUX
Tiempo de trabajo de batería	>2 Horas
Capacidad de batería	10000mAh
Voltaje	3.7V
Tipo de hoja	Hojas reusables
Material de hoja	SUS316L
Función de disparo y grabación	Soporte
Antiniebla	Antiniebla cuando esta encendido
Tamaño de hojas	Miller 00/0/1; Mac 1/2/3/4/5
Puerto HDMI y USB	Incluye
Conector para pantalla y mango	Incluye
Soporte (con bandeja)	Incluye
Accesorios	Adaptador, cable de alimentación, línea de conexión de datos
Desinfección de hojas	Consulte las instrucciones de laringoscopio reutilizable

Video laringoscopio estacionario reusable



➤ Coche de transporte opcional



Representante exclusivo:

**ENDOMED**  
Tecnologies S.A.C.

**Dirección :** Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya  
San Juan de Miraflores

**Teléfono :** (01) 368 - 7542

**E-mail :** endomedsac@gmail.com

**Web :** www.endomed.com.pe

