

# SISTEMA DE PLASMA BIPOLAR SM20C



## CARACTERÍSTICAS

- › Solución salina como medio de trabajo
- › Protección inteligente mediante disyuntor
- › Función de modo dual
- › Modo SM: Resección y Coagulación en Cirugía Urológica y Ginecológica
- › Modo VP: Corte, Sellado Vascular y Coagulación en Cirugía Laparoscópica

## APLICACIÓN

- › RTUP (Resección transuretral de próstata)
- › TVERP (Enucleación transuretral por vapor y resección de próstata)
- › TVEP (Enucleación transuretral por vapor de próstata)
- › Extirpación de vejiga
- › Estenosis uretral

| Ref. No | Tipo de modo                   | Potencia de salida    | Salida de voltaje máxima | Frecuencia de salida |
|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| SM20C   | Modo de corte bipolar          | 220 W at 150 $\Omega$ | 550 Vp                   | 375 KHz              |
|         | Modo de coagulación bipolar    | 110 W at 100 $\Omega$ | 250 Vp                   | 375 KHz              |
|         | Modo Vp de coagulación bipolar | 95 W at 100 $\Omega$  | 250 Vp                   | 375 KHz              |